

Lavamin

Betriebsanleitung

Übersetzung der Originalbetriebsanleitung



CE

Dok. Nr.: 16237025-01_A-de
Auslieferungsdatum: 2025.07.02

Copyright

Der Inhalt der Betriebsanleitung ist Eigentum von Struers ApS. Kein Teil dieser Betriebsanleitung darf ohne schriftliche Genehmigung von Struers ApS reproduziert werden.

Alle Rechte vorbehalten. © Struers ApS.

Inhaltsverzeichnis

1	Über diese Betriebsanleitung	5
2	Sicherheit	5
2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	5
2.2	Lavamin Sicherheitshinweise	6
2.2.1	Vor Gebrauch sorgfältig lesen	6
2.3	Sicherheitshinweise	7
2.4	In dieser Anleitung verwendete Sicherheitshinweise	8
3	Erste Schritte	9
3.1	Gerätebeschreibung	9
3.2	Übersicht	10
3.3	Zubehör	11
4	Transport und Lagerung	11
4.1	Lagerung	12
4.2	Transport	12
5	Installation	13
5.1	Das Gerät auspacken	13
5.2	Das Gerät anheben	13
5.3	Packungsinhalt überprüfen	13
5.4	Standort	14
5.5	Stromversorgung	15
5.6	Wasserversorgung	18
5.7	Druckluftversorgung	19
5.8	Bodenrost einsetzen	20
5.9	Geräuschbildung	20
5.10	Vibrationen	20
6	Das Gerät bedienen	21
6.1	Grundzüge der Bedienung	21
6.1.1	Funktionen der Steuereinheit	21
6.1.2	Reinigungsprogramme	21
6.1.3	Spannen und nivellieren Sie die Proben	22
6.1.4	Probenhalter	22
6.1.5	Einzelprobenhalterscheibe	22
6.1.6	Proben reinigen	25

7	Wartung und Service	26
7.1	Täglich	26
7.1.1	Allgemeine Reinigung	26
7.2	Wöchentlich	27
7.2.1	Allgemeine Reinigung	27
7.3	Jährlich	27
7.3.1	Prüfen Sie die Sicherheitseinrichtungen	27
7.4	Ersatzteile	28
7.5	Wartung und Reparatur	28
8	Entsorgung	28
9	Fehlersuche und -behebung	29
9.1	LED Fehlersignale	29
10	Technische Daten	30
10.1	Technische Daten	30
10.2	Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen (SRP/CS)	32
10.3	Pläne	33
10.4	Vorschriften und Normen	37
11	Hersteller	37
	Konformitätserklärung	39

1 Über diese Betriebsanleitung



VORSICHT

Geräte von Struers dürfen nur zusammen mit der mit dem Gerät gelieferten Betriebsanleitung und wie darin beschrieben verwendet werden.



Hinweis

Lesen Sie die Betriebsanleitung vor Gebrauch des Geräts sorgfältig durch.



Hinweis

Wenn Sie bestimmte Informationen detailreicher sehen wollen, öffnen Sie die Online-Version dieser Anleitung.

2 Sicherheit

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Für die professionelle automatische Reinigung von Proben nach der metallografischen Präparation und nur von Fachpersonal zu bedienen.

Das Gerät ist nur für die Verwendung mit speziell für diesen Zweck und diesen Maschinentyp konstruierten Struers-Probenhalter/Einzelprobenhalterscheiben ausgelegt.

Nur für wasser- und ultraschallstabile Reinigungsmaterialien.

Das Gerät ist für den Einsatz durch Fachkräfte in einem entsprechenden Umfeld (z. B. materialographisches Labor) vorgesehen.

Das Gerät ist für die Anwendung ausschließlich zusammen mit Verbrauchsmaterialien von Struers vorgesehen, die speziell für diese Zwecke und für diesen Gerätetyp entwickelt wurden.

Das Gerät darf nicht für folgende Zwecke verwendet werden:

Andere Reinigungsmaterialien als feste Materialien, die für materialografische Studien geeignet und stabil sind, wenn sie Wasser und Ultraschall ausgesetzt werden. Insbesondere darf das Gerät nicht für explosive und/oder brennbare Materialien verwendet werden.

Reinigung materialografischer Proben mit anderen Flüssigkeiten als Wasser.

Modell

Lavamin

2.2 Lavamin Sicherheitshinweise



2.2.1 Vor Gebrauch sorgfältig lesen

1. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen und der unsachgemäße Umgang mit dem Gerät können zu schweren Verletzungen und Sachschäden führen.
2. Das Gerät muss gemäß den für den Standort vorgeschriebenen Sicherheitsvorschriften angeschlossen werden. Die Maschine und alle angeschlossenen Geräte müssen in betriebsbereitem Zustand sein.
3. Jeder Benutzer muss die Sicherheitshinweise und die Betriebsanleitung sowie die einschlägigen Abschnitte der Anleitung jedes angeschlossenen Geräts oder sonstigen Zubehörs gelesen haben.
4. Das Gerät darf nur von entsprechend ausgebildetem bzw. geschultem Personal bedient und gewartet werden.
5. Das Gerät muss auf einem sicheren und stabilen Tisch in passender Arbeitshöhe aufgestellt werden.
6. Verwenden Sie als Reinigungsflüssigkeit nur Wasser.
7. Halten Sie Abstand zum Deckel, während sich dieser schließt. Öffnen Sie einen geschlossenen Deckel niemals mit Gewalt.
8. Kontrollieren Sie sowohl vor als auch nach jedem Reinigungsschritt, dass alle Halteringe ordnungsgemäß an den Proben angebracht sind.
9. Verwenden Sie niemals eine Einzelprobenhalterscheibe für Proben mit einem geringeren Durchmesser oder einer geringeren Dichte, da diese aus der Einzelprobenhalterscheibe schwimmen und beim Schleudern das Becken beschädigen oder selbst beschädigt werden können. Spannen Sie kleinere Proben mit einem kleineren Durchmesser oder einer geringeren Dichte stattdessen immer in einen Probenhalter ein.
10. Im Falle einer Strom- oder Druckluftunterbrechung schließt sich der Deckel. Greifen Sie mit den Händen nicht in das Gerät, um Quetschungen der Finger zu vermeiden.
11. Stellen Sie sicher, dass die tatsächliche Versorgungsspannung mit der auf dem Typenschild der Maschine angegebenen Spannung übereinstimmt. Die Maschine muss geerdet sein. Beachten Sie immer lokale Vorschriften. Wenn Sie das Gerät auseinanderbauen oder Zusatzgeräte installieren wollen, muss die Stromversorgung zuerst unterbrochen und der Netzstecker gezogen bzw. das Netzkabel abgeklemmt werden.
12. Achten Sie bei der Arbeit an Geräten mit rotierenden Teilen darauf, dass weder Ihre Kleidung noch Ihre Haare von rotierenden Teilen erfasst werden können. Geeignete Sicherheitskleidung muss getragen werden.
13. Falls das Gerät sich ungewöhnlich verhält oder falsche Funktionen aufweist, schalten Sie die Maschine aus und rufen Sie den technischen Service.
14. Vor allen Wartungsarbeiten muss das Gerät vom Netz getrennt werden. Warten Sie 5 Minuten, bis der Reststrom von den Kondensatoren entladen ist.
15. Schalten Sie das Gerät höchstens einmal alle fünf Minuten ein oder aus. Anderenfalls können Schäden an elektrischen Bauteilen verursacht werden.

16. Im Falle eines Feuers warnen Sie Personen in der Nähe und rufen erforderlichenfalls die Feuerwehr. Verwenden Sie zum Löschen einen Pulverfeuerlöscher. Verwenden Sie auf keinen Fall Wasser.
17. Geräte von Struers dürfen nur zusammen mit der mit dem Gerät gelieferten Betriebsanleitung und wie darin beschrieben verwendet werden.
18. Bei unzulässigem Gebrauch, falscher Installation, Veränderung, Vernachlässigung, unsachgemäßer Reparatur des Geräts oder einem Unfall übernimmt Struers weder die Verantwortung für Schäden des Benutzers noch für solche am Gerät.
19. Die für Kundendienst und Reparatur erforderliche Demontage irgendwelcher Teile des Gerätes sollte immer nur von qualifiziertem Fachpersonal (Elektromechanik, Elektronik, Pneumatik usw.) vorgenommen werden.

2.3 Sicherheitshinweise

Struers verwendet die folgenden Symbole, um auf mögliche Gefahren hinzuweisen.



WARNUNG VOR ELEKTRISCHER SPANNUNG

Dieses Symbol zeigt eine Gefährdung durch elektrische Spannung an, die, wenn nicht vermieden, zum Tod oder zu einer schweren Verletzung führen kann.



WARNUNG

Dieses Symbol zeigt eine Gefährdung mit mittlerem Risiko an, die, wenn nicht vermieden, zum Tod oder zu einer schweren Verletzung führen kann.



WARNUNG VOR HANDVERLETZUNGEN

Dieses Symbol zeigt eine Quetschgefahr der Hand an, die, wenn nicht vermieden, zu einer geringen, mittelschweren oder schweren Verletzung führen kann.



VORSICHT

Dieses Symbol zeigt eine Gefährdung mit geringem Risiko an, die, wenn nicht vermieden, zu einer geringen oder mittelschweren Verletzung führen kann.

Allgemeine Mitteilungen



Hinweis

Dieses Symbol gibt an, dass das Risiko einer Sachbeschädigung besteht oder die Notwendigkeit, besonders aufmerksam zu sein.



Tipp

Dieses Symbol bedeutet, dass zusätzliche Informationen und Hinweise verfügbar sind.

2.4 In dieser Anleitung verwendete Sicherheitshinweise

Spezifische Sicherheitshinweise – Restrisiken



WARNUNG

Das Gerät ist nicht geeignet für alle explosiven und/oder entflammaren Werkstoffe oder Werkstoffe, die während der spanabhebenden Bearbeitung, Erwärmung oder unter Druck nicht stabil sind.



VORSICHT

Achten Sie darauf, dass die Wasseranschlüsse ordnungsgemäß und dicht verbunden sind.



VORSICHT

Das Gerät darf nur von entsprechend ausgebildetem bzw. geschultem Personal bedient und gewartet werden.



VORSICHT

Tragen Sie geeignete Arbeitshandschuhe, um Finger vor Schleifmittel und warmen/scharfen Proben zu schützen.

Allgemeine Sicherheitshinweise



WARNUNG

Geräte von Struers dürfen nur zusammen mit der mit dem Gerät gelieferten Betriebsanleitung und wie darin beschrieben verwendet werden.



WARNUNG VOR ELEKTRISCHER SPANNUNG

Vor der Installation eines elektrischen Geräts muss die Stromversorgung unterbrochen werden.
Die Maschine muss geerdet sein.
Stellen Sie sicher, dass die tatsächliche Versorgungsspannung mit der auf dem Typenschild der Maschine angegebenen Spannung übereinstimmt.
Falsche Anschlussspannung kann Schäden an elektrischen Bauteilen verursachen.



WARNUNG

Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie das Netzkabel ab und warten Sie 5 Minuten, ehe Sie das Gerät auseinander bauen oder Zusatzgeräte installieren.



WARNUNG

Verwenden Sie niemals ein Gerät mit defekten Sicherheitsvorrichtungen.
Setzen Sie sich mit dem Struers Service in Verbindung.



WARNUNG

Teile, die für den sicheren Betrieb des Geräts unabdingbar sind, dürfen höchstens 20 Jahren lang benutzt werden.
Setzen Sie sich mit dem Struers Service in Verbindung.

**VORSICHT**

Das Hörvermögen kann dauerhaft geschädigt werden, wird es dauerhaftem Lärm ausgesetzt.

Tragen Sie bei Schallpegeln, die die zulässigen örtlichen Grenzwerte überschreiten, einen Gehörschutz.

**WARNUNG VOR HANDVERLETZUNGEN**

Achten Sie beim Umgang mit dem Gerät auf Ihre Finger.

Tragen Sie beim Umgang mit schweren Teilen Sicherheitsschuhe.

3 Erste Schritte

3.1 Gerätebeschreibung

Lavamin ist eine automatische Reinigungseinheit zur reinen Reinigung von Proben nach der materialographischen Präparation mit Wasser. Die Proben müssen gegenüber Wasser und Ultraschall stabil sein. Die Proben werden entweder in einen Probenhalter eingespannt oder mit Halteringen befestigt und in eine Einzelprobenhalterscheibe eingelegt. Der Probenhalter oder die Einzelprobenhalterscheibe müssen im Gleichgewicht sein.

Lavamin ist für Standard-Probenhalter bis 160 mm (6,3") Durchmesser mit einem maximalen Gesamtgewicht von 2,5 kg (5,5 lb) und für Einzelprobenhalterscheiben bis 165 mm (6,5") Durchmesser ausgelegt.


Kleine und leichte Proben, die in eine Einzelprobenhalterscheibe eingelegt werden, müssen während der Reinigung durch einen Gummideckel festgehalten werden.

Der Reinigungsprozess beginnt damit, dass der Bediener den ausbalancierten Probenhalter oder die Einzelprobenhalterscheibe in das Gerät einsetzt.

Durch Drücken einer der Reinigungsprogrammtasten wird das Gerät geschlossen. Das Reinigungsprogramm wird durch Drücken einer Programmtaste auf der Frontplatte ausgewählt und gestartet. Das Gerät stoppt automatisch und die Abdeckung öffnet sich. Der Bediener kann dann den gereinigten Probenhalter/die Einzelprobenhalterscheibe einschließlich der Proben entnehmen.

3.2 Übersicht

Vorderansicht




A Deckel

B Steuereinheit

C Kupplungsflansch

D Ablaufschale

Rückseite



A Sicherung	E Druckluftanschluss
B Hauptschalter	F Wasserzufluss
C Stromversorgung	G Wasserabfluss
D Typenschild	

3.3 Zubehör

Zubehör

Weitere Informationen über das verfügbare Angebot finden Sie in der Lavamin Broschüre:

- [Die Struers Webseite](http://www.struers.com) (<http://www.struers.com>)

4 Transport und Lagerung

Wenn Sie die Einheit nach der Installation an einen anderen Ort transportieren oder über einen längeren Zeitraum lagern müssen, empfehlen wir die Einhaltung der folgenden Leitlinien.

- Achten Sie darauf, das Gerät vor jedem Transport sicher zu verpacken. Im gegenteiligen Fall kann die Einheit beschädigt werden, was nicht von der Garantie abgedeckt ist. Setzen Sie sich mit dem Struers Service in Verbindung.
- Wir empfehlen, die Originalverpackung und alle Transportbeschläge zu benutzen.

4.1 Lagerung



WARNUNG VOR HANDVERLETZUNGEN

Achten Sie beim Umgang mit dem Gerät auf Ihre Finger.
Tragen Sie beim Umgang mit schweren Teilen Sicherheitsschuhe.



Hinweis

Wir empfehlen, die Originalverpackung und alle Transportbeschläge für eine mögliche künftige Verwendung aufzubewahren.

1. Trennen Sie die Maschine von der Stromversorgung, der Wasserversorgung und der Druckluftversorgung.
2. Vergewissern Sie sich, dass sich kein Probenhalter oder keine Einzelprobenhalterscheibe in der Maschine befindet.
3. Die Einheit muss vor der Lagerung gereinigt und getrocknet werden.
4. Verpacken Sie das Gerät und das Zubehör in der jeweiligen Originalverpackung.



Hinweis

Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt werden soll, wickeln Sie das Gerät zusammen mit Kieselgel in Kunststoff ein.

4.2 Transport



WARNUNG VOR HANDVERLETZUNGEN

Achten Sie beim Umgang mit dem Gerät auf Ihre Finger.
Tragen Sie beim Umgang mit schweren Teilen Sicherheitsschuhe.



Hinweis

Wir empfehlen, die Originalverpackung und alle Transportbeschläge für eine mögliche künftige Verwendung aufzubewahren.

Folgen Sie diesen Anweisungen, um das Gerät sicher zu transportieren.

Transport vorbereiten

1. Trennen Sie die Einheit von der Stromversorgung.
2. Entfernen Sie das Zubehör.
3. Reinigen und trocknen Sie die Einheit.

5 Installation

5.1 Das Gerät auspacken



WARNUNG VOR HANDVERLETZUNGEN

Achten Sie beim Umgang mit dem Gerät auf Ihre Finger.
Tragen Sie beim Umgang mit schweren Teilen Sicherheitsschuhe.



Hinweis

Wir empfehlen, die Originalverpackung und alle Transportbeschläge für eine mögliche künftige Verwendung aufzubewahren.

1. Schneiden Sie das Klebeband oben auf dem Karton durch.
2. Falten Sie die eine Seite der Box nach unten (siehe Zeichnung).
3. Entfernen Sie die losen Teile.
4. Nehmen Sie die Einheit aus der Schachtel.

5.2 Das Gerät anheben



WARNUNG VOR HANDVERLETZUNGEN

Achten Sie beim Umgang mit dem Gerät auf Ihre Finger.
Tragen Sie beim Umgang mit schweren Teilen Sicherheitsschuhe.



Hinweis

Heben Sie das Gerät immer von unten an.

Gewicht

Lavamin	17 kg (37.5 lbs)
---------	------------------

Am neuen Standort

1. Stellen Sie das Gerät auf einen festen, stabilen Arbeitstisch mit horizontaler Oberfläche und passender Höhe.
2. Stellen Sie sicher, dass das Gerät waagrecht ist und sicher auf dem Arbeitstisch steht.

5.3 Packungsinhalt überprüfen

Die Transportkiste kann optionales Zubehör enthalten.

Die Transportkiste enthält Folgendes:

Stück	Beschreibung
1	Lavamin
1	Anschlussstück: Ø 6 auf 1/8" (zum Anschluss des Geräts an eine handelsübliche 1/8" Druckluftversorgung)
1	Anschlussstück (um eine Verbindung zu einem Tegramin Luftauslass herzustellen)
1	Wasserzuflussschlauch: 19 mm/ 3/4" - 2,5 m (8.2 ft)
1	Y-Anschluss für Wasserzulauf
1	Filterdichtung: 3/4"
1	Reduktionsring mit Dichtung: 3/4" auf 1/2"
1	Wasserabflussschlauch: 30 mm / 1 1/4 Zoll, 1,5 m (5') Durchmesser
2	Schlauchklemmen: 25 - 40 mm (1" - 1,5") Durchmesser
1	Schlauchklemmen: 11 mm (0,4") Durchmesser
2	Stromkabel
	Satz Halteringe für Einzelproben, jeweils 15 Stück, Größe:
	– Durchmesser: 25 mm (1 Zoll)
1	– Durchmesser: 30 mm (1.25 Zoll)
	– Durchmesser 40 mm (1,5 Zoll)
	– Durchmesser: 50 mm (2 Zoll)
1	Nivellierungswerkzeug (für Einzelproben)
2	Gummideckel (für leichte Proben in Einzelprobenhalterscheiben)
	Bodenrostsatz
	– 1 Bodenrost
1	– 2 Gummifüße
	– 1 Betriebsanleitung
1	Satz Betriebsanleitungen

5.4 Standort



WARNUNG VOR HANDVERLETZUNGEN

Achten Sie beim Umgang mit dem Gerät auf Ihre Finger.
Tragen Sie beim Umgang mit schweren Teilen Sicherheitsschuhe.

- Stellen Sie sicher, dass Folgendes verfügbar ist:
 - Stromversorgung


- Wasserversorgung
- Druckluftversorgung

Empfohlene Abmessungen des Arbeitstisches

Z Empfohlen: 80 cm (31,5")

X 70 cm (27,6")

Y 80 cm (31,5")



- Stellen Sie das Gerät auf einen festen, stabilen Arbeitstisch mit horizontaler Oberfläche und passender Höhe.
- Das Gerät muss sicher mit allen 4 Füßen auf dem Tisch stehen.
- Um dem Servicetechniker die Arbeit zu erleichtern, sollte ausreichend Platz um das Gerät herum sein.
- Achten Sie darauf, dass vor dem Gerät genügend Platz vorhanden ist: 100 cm (40").

Beleuchtung

Beleuchtung: Achten Sie darauf, dass das Gerät ausreichend beleuchtet ist. Zur Beleuchtung der Steuerung und Arbeitsbereiche werden mindestens 300 Lumen empfohlen.

Umgebungsbedingungen

Betriebsumgebung	Umgebungstemperatur	5 - 40 °C (40 - 105°F)
	Feuchtigkeit	35 % - 85 % RH nicht kondensierend

5.5 Stromversorgung



WARNUNG

Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie das Netzkabel ab und warten Sie 5 Minuten, ehe Sie das Gerät auseinander bauen oder Zusatzgeräte installieren.



WARNUNG VOR ELEKTRISCHER SPANNUNG

Vor der Installation eines elektrischen Geräts muss die Stromversorgung unterbrochen werden.
 Die Maschine muss geerdet sein.
 Stellen Sie sicher, dass die tatsächliche Versorgungsspannung mit der auf dem Typenschild der Maschine angegebenen Spannung übereinstimmt.
 Falsche Anschlussspannung kann Schäden an elektrischen Bauteilen verursachen.

Elektrische Daten

Spannung/Frequenz	200 - 240 V 50-60Hz	100 - 120V 50-60Hz
Netzanschluss	einphasig (N+L1+PE) oder zweiphasig (L1+L2+PE)	
	2,5 W	2,5 W
Leistungsaufnahme Leerlauf Max	140 W @ 200 - 240V	140 W @ 100 - 120V
Strom	0,7 A @ 200 - 240V	1,2 A @ 100 - 120V

Steckdose

Die Steckdose muss einfach zu erreichen sein. Die Steckdose muss sich 0,6–1,9 m (2½ Zoll–6 Fuß) über dem Boden befinden. Eine maximale Höhe von 1,7 m (5 Fuß 6 Zoll) wird empfohlen.



Hinweis

Das Gerät wird mit 2 Netzanschlusskabeln ausgeliefert. Falls der Stecker am mitgelieferten Kabel nicht in Ihrem Land zulässig sein sollte, muss dieser durch einen zugelassenen Stecker ersetzt werden.

1-Phasen-Stromversorgung

Für die einphasige Stromversorgung wird der 2-polige Stecker (Europ. Schuko-Stecker) verwendet.



Kennzeichnung der Adern:

Gelb/grün	Erde (Masse)
Schwarz/braun	Leitung (stromführend)
Blau	Neutral

2-Phasen-Stromversorgung

Für die zweiphasige Stromversorgung wird der 3-polige Stecker (Nordamerik. NEMA-Stecker) verwendet.



Kennzeichnung der Adern:

Grün	Erde (Masse)
Schwarz	Leitung (stromführend)
Weiß	Leitung (stromführend)

Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB)



Hinweis

Lokale Normen können die Empfehlungen für das Kabel der Hauptstromversorgung außer Kraft setzen. Wenden Sie sich immer an einen qualifizierten Elektriker, um zu überprüfen, welche Option für die lokale Installationseinrichtung geeignet ist.

Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB) Typ A, 30 mA (oder besser) wird empfohlen.

Gerät einschalten



WARNUNG VOR ELEKTRISCHER SPANNUNG

Vor der Installation eines elektrischen Geräts muss die Stromversorgung unterbrochen werden.

Die Maschine muss geerdet sein.

Stellen Sie sicher, dass die tatsächliche Versorgungsspannung mit der auf dem Typenschild der Maschine angegebenen Spannung übereinstimmt.

Stellen Sie sicher, dass die Sicherung auf die richtige Spannung eingestellt ist.

Falsche Anschlussspannung kann Schäden an elektrischen Bauteilen verursachen.

1. Schließen Sie das Stromkabel an das Gerät an (IEC-60320-Anschluss).
2. Schließen Sie das andere Ende des Kabels an die Steckdose an.




Hinweis

In Ländern mit einer Netzspannung von 100–120 V müssen Sie die Geräteeinstellung ändern.

- 115 V: 100 - 120 V/50/60 Hz
- 230 V: 200 - 240 V/50/60 Hz (Werkseinstellung)

Änderung der Spannung



1. Öffnen Sie die Abdeckung des Sicherungsfachs auf der Rückseite der Steuereinheit mit einem kleinen Schlitzschraubendreher.
2. Nehmen Sie den Sicherungshalter aus dem Sicherungsfach.
3. Drehen Sie den Sicherungshalter in die erforderliche Position.
4. Schieben Sie die Sicherung wieder in das Sicherungsfach.
5. Schließen Sie die Abdeckung des Sicherungsfaches. Das "Fenster" sollte nun die korrekte Spannung anzeigen.

5.6 Wasserversorgung



VORSICHT

Achten Sie darauf, dass die Wasseranschlüsse ordnungsgemäß und dicht verbunden sind.



Hinweis

Installation eines neuen Wasseranschlusses:
Damit alle Schmutzteilchen aus den Wasseranschlüssen herausgespült werden, lassen Sie das Wasser vor dem Anschluss des Geräts an die Wasserversorgung einige Minuten laufen.



Tipp

Durch Verwendung des mitgelieferten Y-Anschlusses kann das Gerät an die gleiche Wasserversorgung wie z. B. Tegramin angeschlossen werden.

Gerätespezifikationen

Wasserdruck	1,8–9,9 bar (14,5–143 psi)
Wasserversorgungskapazität	min. 6 L/min (1.6 gpm)
Wasserverbrauch	ca. 4,2 - 4,5 l (1 Gallone) pro Zyklus (alle Reinigungsprogramme)

Montieren Sie das 90°-Ende des Zulaufschlauchs auf den Wassereinlass auf der Rückseite des Geräts:

1. Setzen Sie die Filterdichtung, mit der flachen Seite zum Druckschlauch weisend, in die Überwurfmutter der Kupplung ein.
2. Ziehen Sie die Überwurfmutter vollständig an.

Wasserzufluss

- Bringen Sie das gerade Ende des Zuflussschlauchs am Hahn der Wasserversorgung für Kaltwasser an:
- Falls erforderlich, bringen Sie den Reduktionsring samt Dichtung am Wasserhahn der Wasserversorgung an und ziehen Sie die Überwurfmutter vollständig an.

Wasserablauf – Abfluss



VORSICHT

Achten Sie darauf, dass die Wasseranschlüsse ordnungsgemäß und dicht verbunden sind.

1. Bringen Sie den Abflussschlauch am Wasserabflussrohr an. (Schmieren mit Silikonöl oder Seife erleichtert das Aufschieben). Sichern Sie den Schlauch mit einer Schlauchschelle.
2. Führen Sie das freie Ende des Abflussschlauchs zum Wasserabfluss. Falls erforderlich, kürzen Sie den Schlauch.



Hinweis

Stellen Sie sicher, dass der Abwasserschlauch über seine ganze Länge zum Abfluss gleichmäßig Gefälle besitzt.

5.7 Druckluftversorgung

Druckluftspezifikation


Druck	4,5 - 7 bar (65 - 101 psi)
Druckluftverbrauch, ca.	200 L/min (53 gpm)
Druckluftqualität	Klasse-3, nach ISO 8573-1

Druckluftanschluss an der Maschine

1. Bringen Sie einen Druckluftschlauch an der mitgelieferten Schnellkupplung an und sichern Sie diese mit der gleichfalls mitgelieferten Schlauchschelle.
2. Verbinden Sie den dünnen Nylonschlauch mit der Schnellkupplung und das andere Ende mit dem Druckluftanschluss am Gerät.

5.8 Bodenrost einsetzen

Der Bodenrost verhindert Schäden an der Ultraschalleinheit im Boden der Wanne, wenn ein Probenhalter versehentlich fallen gelassen wird.



A Fuß

B Wassereinsatz

1. Legen Sie den Bodenrost waagrecht in die Wanne.
2. Der lange Abschnitt der Füße muss nach unten zeigen.
3. Positionieren Sie das kleinere Loch über den Wassereinsatz.

5.9 Geräuschbildung

Informationen über den Schalldruckpegel finden Sie in diesem Abschnitt: [Technische Daten ▶30](#)



VORSICHT

Das Hörvermögen kann dauerhaft geschädigt werden, wenn es dauerhaftem Lärm ausgesetzt.

Tragen Sie bei Schallpegeln, die die zulässigen örtlichen Grenzwerte überschreiten, einen Gehörschutz.


5.10 Vibrationen

Informationen über die Gesamtexposition von Händen und Armen an Vibrationen finden Sie in diesem Abschnitt: [Technische Daten ▶30](#).

6 Das Gerät bedienen

6.1 Grundzüge der Bedienung

6.1.1 Funktionen der Steuereinheit



A Reinigungsprogramm 1

B Reinigungsprogramm 2

C Reinigungsprogramm 3

D Stopp

6.1.2 Reinigungsprogramme

Lavamin verfügt über drei Reinigungsprogramme:

Reinigungsprogramm 1

- Zum Reinigen und Trocknen zwischen den Präparationsstufen.
- Etwa 1 Minute.
- Kein Luftstrom, es kann Restfeuchtigkeit auftreten.

Reinigungsprogramm 2

- Zum Reinigen und Trocknen verschmutzter Proben
- Etwa 1½ Minuten.
- Kein Luftstrom, es kann Restfeuchtigkeit auftreten.

Reinigungsprogramm 3

- Zum abschließenden Reinigen und Trocknen der Proben.
- Etwa 2 Minuten.
- Mit Luftstrom, keine Restfeuchtigkeit.

6.1.3 Spannen und nivellieren Sie die Proben



VORSICHT



Tragen Sie geeignete Arbeitshandschuhe, um Finger vor Schleifmittel und warmen/scharfen Proben zu schützen.

Die Proben müssen im Probenhalter bzw. in der Einzelprobenhalterscheibe zum Ausbalancieren gleichmäßig verteilt sein. Die Proben sollten etwa von gleicher Größe und Gewicht sein.



Hinweis

Falls der Probenhalter/die Einzelprobenhalterscheibe nicht richtig ausbalanciert ist, treten während der Reinigung unzulässige Vibration auf.



6.1.4 Probenhalter

Wenn Sie eine Uniforce Nivellier Vorrichtung verwenden, lesen Sie die Anweisungen im Benutzerhandbuch der Probenhalter.

6.1.5 Einzelprobenhalterscheibe



VORSICHT

Tragen Sie geeignete Arbeitshandschuhe, um Finger vor Schleifmittel und warmen/scharfen Proben zu schützen.

Versehen Sie Einzelproben mit einem Haltering. Sie müssen in eine Einzelprobenhalterscheibe eingesetzt werden.




Hinweis

Benutzen Sie Probenhalterscheiben mit 4 mm (0.16") Dicke. Wenn Sie Probenhalterscheiben mit 2 mm (0.08") Dicke benutzen, sollten die Aussparungen dem Durchmesser der Proben entsprechen. Sonst könnten die Proben bei der Rotation aus dem Probenhalter geschleudert werden.

Proben Gewicht und Dichte

Die Dichte der Proben muss größer sein als die von Wasser. Proben geringerer Dichte schwimmen aus der Einzelprobenhalterscheibe heraus und werden beim Schleudern gegen die Wand des Beckens gepresst. Dadurch können sowohl das Becken als auch die Proben beschädigt werden.


Verwenden Sie einen Gummideckel um kleine und leichte Proben festzuhalten.



1. Wählen Sie den Gummideckel der zur Probenhalterscheibe passt. Sie können 140 mm oder 160 mm (5.5" oder 6.3") Probenhalterscheiben benutzen.
2. Bringen Sie den Gummideckel auf der Probenhalterscheibe an und stellen Sie sicher dass die Löcher direkt über den Öffnungen für die Proben sind (für die Druckfüsse)
3. Lassen Sie den Deckel auf der Probenhalterscheibe während des ganzen Präparationsprozesses.

Probenhöhe

Wir empfehlen die Verwendung von Proben zwischen 20 - 28 mm (0,8 - 1,1 Zoll).




Haltering einsetzen




Hinweis

Der Haltering muss dem Durchmesser der Proben entsprechen und stramm sitzen.

Bringen Sie die Halteringe mit dem mitgelieferten NIVellierwerkzeug oder mit der Anbringhilfe für Halteringe auf (Zubehör).



1. Legen Sie die Proben in das Nivellierwerkzeug – die zu präparierende Seite muss nach unten zeigen.
2. Legen Sie den Haltering über die Probe und schieben Sie ihn einige Millimeter der Probe entlang nach unten.
3. Drehen Sie die Probe samt Haltering um und legen Sie den Haltering in die geeignete Öffnung des Nivellierwerkzeugs.




4. Drücken Sie den Haltering so weit nach unten, bis er die Oberfläche des Nivellierwerkzeugs berührt. Die Probenrückseite sollte 3 mm (0.1") über den Haltering hinausragen.

Für Proben zwischen 28 - 32 mm (1,1 - 1,3 Zoll):

1. Schieben Sie den Haltering vom oberen Ende der Probe weiter weg, so dass von der Probe weniger Anteil aus der Einzelprobenhalterscheibe herausragt.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Probe beim Reinigen den Wassereinlass/Auslass nicht berührt.

Hinweis  Platzieren Sie die Halteringe immer oben auf den Proben, da sonst die Proben während der Reinigung von der Einzelprobenhalterscheibe fallen können.



**Hinweis**

Aufgrund der hohen Drehgeschwindigkeit dürfen die Proben nicht 'kopflastig' sein, andernfalls würden sie aus der Einzelprobenhalterscheibe herausgeschleudert werden.

Aufbringhilfe für Halteringe (optional)

1. Schieben Sie einen oder mehrere Halteringe auf die Aufbringhilfe.
2. Stellen Sie die Aufbringhilfe auf die Rückseite der Probe und schieben Sie einen Haltering über den Konus nach unten.
3. Drücken Sie den Haltering nach unten bis er gerade über die untere Kante der Aufbringhilfe gleitet.
4. Bringen Sie die Probe zur Einzelprobenhalterscheibe.

**Hinweis**

Überprüfen Sie, dass alle Halteringe vor und nach der Reinigung korrekt auf den Proben positioniert sind. Positionieren Sie die Halteringe korrekt falls notwendig oder tauschen Sie fehlerhafte Ringe gegen neue aus.

6.1.6 Proben reinigen**WARNUNG**

Das Gerät ist nicht geeignet für alle explosiven und/oder entflammaren Werkstoffe oder Werkstoffe, die während der spanabhebenden Bearbeitung, Erwärmung oder unter Druck nicht stabil sind.

**VORSICHT**

Tragen Sie geeignete Arbeitshandschuhe, um Finger vor Schleifmittel und warmen/scharfen Proben zu schützen.

Probenhalter oder Einzelprobenhalterscheiben platzieren

1. Drücken Sie den Kupplungsflansch nach unten, und setzen Sie den Probenhalter / die Einzelprobenhalterscheibe ein.
2. Drehen Sie den Probenhalter / die Einzelprobenhalterscheibe so lange, bis die drei Stifte der Kupplung in die entsprechenden Öffnungen von Probenhalter / Einzelprobenhalterscheibe einrasten.

3. Lassen Sie den Flansch wieder los. Vergewissern Sie sich, dass der Probenhalter / die Einzelprobenhalterscheibe mit der Kupplung sicher verbunden ist.

**Tipp**

Halten Sie den Probenhalter / die Einzelprobenhalterscheibe mit einer Hand fest. Mit der anderen manipulieren Sie die Kupplung.

Reinigungsvorgang

- Drücken Sie die Knopf des gewünschten Reinigungsprogramms; der Vorgang wird dadurch gestartet.

Wenn das Reinigungsprogramm beendet ist, öffnet sich der Deckel automatisch und Sie können den Probenhalter / die Einzelprobenhalterscheibe entnehmen.

7 Wartung und Service

Maximale Verfügbarkeit und eine lange Betriebszeit lassen sich nur mithilfe einer korrekten Wartung erreichen. Die ordnungsgemäße Wartung ist wichtig, um den sicheren Betrieb des Geräts zu gewährleisten.

Die in diesem Abschnitt beschriebenen Wartungsmaßnahmen dürfen nur von ausgebildeten oder geschulten Personen durchgeführt werden.

Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen (SRP/CS)

Spezifische sicherheitsrelevante Teile finden Sie im Abschnitt „Sicherheitsrelevante Teile des Steuerungssystems (SRP/CS)“ im Abschnitt „Technische Daten“ in diesem Handbuch.

Technische Fragen und Ersatzteile

Bei technischen Fragen und zum Bestellen von Ersatzteilen geben Sie immer die Seriennummer sowie Spannung/Frequenz an. Die Seriennummer und die Spannung sind auf dem Typenschild der Maschine angegeben.

7.1 Täglich

7.1.1 Allgemeine Reinigung

Um zu verhindern, dass der Ausgangsfilter den Boden der Wanne verstopft, entfernen Sie alle Partikel, die nicht herausgepumpt wurden. Durch die Partikel hinterlassene Verfärbungen können nicht vollständig entfernt werden.

- Wischen Sie die Wanne mit einem feuchten Tuch aus.

**Hinweis**

Reinigen Sie die Wanne nicht mit Druckluft. Druckluft kann den Wasserstandssensor beschädigen.

**Hinweis**

Verwenden Sie weder Alkohol, Aceton oder ähnliche Lösungsmittel.

7.2 Wöchentlich

7.2.1 Allgemeine Reinigung

- Wischen Sie die Oberfläche des Geräts mit einem weichen, feuchten Tuch und gängigen Haushaltsreinigern ab.
- Reinigen Sie die Wanne mit einem Haushalts-Topfreiniger. Verwenden Sie keinen Metallschaber.
- Prüfen Sie die Anschlüsse von Wasser/Druckluft auf Dichtigkeit.

**Hinweis**

Reinigen Sie die Wanne nicht mit Druckluft. Druckluft kann den Wasserstandssensor beschädigen.

**Hinweis**

Verwenden Sie weder Alkohol, Aceton oder ähnliche Lösungsmittel.

7.3 Jährlich

7.3.1 Prüfen Sie die Sicherheitseinrichtungen

**WARNUNG**

Verwenden Sie niemals ein Gerät mit defekten Sicherheitsvorrichtungen. Setzen Sie sich mit dem Struers Service in Verbindung.

**Hinweis**

Die Prüfung sollte immer nur von qualifiziertem Fachpersonal (Elektromechanik, Elektronik, Pneumatik usw.) vorgenommen werden.

Schutzschaltersystem des Deckels

Der Deckel verfügt über ein Schutzschaltersystem, um zu verhindern, dass sich der Motor dreht, während der Deckel geöffnet ist.

1. Schließen Sie den Deckel.
2. Starten Sie ein Reinigungsprogramm. Das Gerät startet.
3. Versuchen Sie, den Deckel zu öffnen. Verwenden Sie nur wenig Kraft. Wenn der Deckel geöffnet werden kann und der Motor dreht, drücken Sie Stopp. Setzen Sie sich mit dem Struers Service in Verbindung.
4. Starten Sie ein Reinigungsprogramm mit offenem Deckel.

5. Falls sich der Motor beginnt zu drehen, drücken Sie Stopp. Setzen Sie sich mit dem Struers Service in Verbindung.
6. Kontrollieren Sie, dass der Sicherheitsriegel ordnungsgemäß funktioniert. Er muss ungehindert in den Sperrmechanismus gleiten. Ist dies nicht der Fall, wenden Sie sich an den Struers Service.

7.4 Ersatzteile

Spezifische sicherheitsrelevante Teile finden Sie im Abschnitt „Sicherheitsrelevante Teile des Steuerungssystems (SRP/CS)“ im Abschnitt „Technische Daten“ in diesem Handbuch.

Technische Fragen und Ersatzteile

Wenn Sie technische Fragen haben oder Ersatzteile bestellen, geben Sie bitte die Seriennummer und das Produktionsjahr an. Diese Information ist auf dem Typenschild der Maschine angegeben.

Weitere Informationen erhalten Sie vom Struers Service. Hier können Sie auch die Verfügbarkeit von Ersatzteilen erfragen. Die Kontaktdaten finden Sie auf [Struers.com](https://www.struers.com).

7.5 Wartung und Reparatur

Wir empfehlen, immer jährlich oder nach Intervallen von je 1500 Betriebsstunden eine normale Wartung durchzuführen.

Nach dem Einschalten des Geräts erscheinen auf der Anzeige Informationen über die Gesamtbetriebszeit und Servicemitteilungen.

Nach einer Betriebszeit von 1500 Stunden erscheint auf der Anzeige eine Mitteilung, die den Anwender daran erinnert, einen Service Check zu bestellen.



Hinweis

Ein Service darf nur von qualifiziertem Fachpersonal (Elektromechanik, Elektronik, Pneumatik usw.) durchgeführt werden.

Setzen Sie sich mit dem Struers Service in Verbindung.

8 Entsorgung



Mit dem WEEE-Symbol gekennzeichnete Geräte enthalten elektrische und elektronische Bauteile und dürfen daher nicht zusammen mit dem normalen Abfall entsorgt werden.

Wenden Sie sich an die zuständige Behörde, um Informationen über die korrekte Entsorgung im Sinne der geltenden nationalen Vorschriften zu erfahren.

Beachten Sie bei der Entsorgung von Verbrauchsmaterialien und Flüssigkeit der Umlaufkühleinheit geltende Vorschriften.

9 Fehlersuche und -behebung

9.1 LED Fehlersignale

LED Signal	Erklärung	Erforderliche Maßnahme
	Vibrationen zu stark.	Gleichmäßige Bestückung des Probenhalters prüfen.
	Fehler beim Wasserzulauf.	Kontrollieren Sie die Wasserversorgung.
	Fehler beim Wasserablauf.	Prüfen, ob der Wasserablauf blockiert ist.
	Keine Druckluft.	Überprüfen Sie die Druckluftversorgung.
	Der Probenhalter ist blockiert.	Auf Blockierung prüfen. Gleichmäßige Bestückung des Probenhalters prüfen.
	Der Deckel ist nach Beginn des Vorgangs nicht unten (15 Sekunden Zeitüberschreitung)	Auf Blockierung prüfen.

LED Signal	Erklärung	Erforderliche Maßnahme
	Systemfehler.	Programmtaste drücken um die Fehlernummer zu sehen. Setzen Sie sich mit dem Struers Service in Verbindung.

- Durch Drücken von Stopp wird das Signal gelöscht.

System-Fehler Nummer

Die Nummer des Systemfehlers hilft dem Wartungstechniker von Struers, den Fehler zu identifizieren. So wird die Nummer des Systemfehlers angezeigt:

- Drücken Sie die Taste eines Reinigungsprogramms.
 - Die drei LEDs beginnen zu blinken.
 - LED 1 zeigt die erste Ziffer.
 - LED 2 zeigt die zweite Ziffer.
 - LED 3 zeigt die dritte Ziffer.

Zum Beispiel:

LED 1 blinkt einmal, LED 2 dreimal, and LED 3 blinkt zweimal: Die Nummer des Systemfehlers ist #132.

- Durch Drücken von Stopp wird das Signal gelöscht. Falls der Systemfehler die Systemsoftware gestoppt hat, muss das Gerät mit dem Hauptschalter ausgeschaltet werden.

10 Technische Daten

10.1 Technische Daten

Software und Elektronik	Tastaturfeld	mit Status-LEDs
Sicherheitsnormen/Richtlinien/Gesetze		Siehe Konformitätserklärung/Betriebsanleitung.
REACH		Wenden Sie sich für Informationen zu REACH an Ihre örtliche Struers-Niederlassung.

Betriebsumgebung	Umgebungstemperatur	–
	Während des Betriebs	5 - 40°C (41 - 104°F)
	Während dem Transport	0°C - 60°C (32 - 140°F) (Transport) < 90% RF, nicht kondensierend
	Feuchtigkeit	35– 85 % relative Feuchtigkeit, nicht kondensierend
Wasserversorgung (Leitungswasser)	Druck	1,8 - 9,9 bar (26 - 143 psi)
	Durchfluss	Min. 6 L/min (2,3 gmp)
	Wasserzufluss, Anschluss	3/4"
Wasserabfluss	Durchmesser	32 mm (1.25")
	Max. Abstand zum Abfluss	600 cm
	Neigung	Min. 8 %
Druckluftversorgung	Druck	4,5 - 7 bar (65 - 101 psi)
	Durchfluss	200 L/min (53 gpm)
	Empfohlene Qualität	Klasse-3, nach ISO 8573-1
Stromversorgung	Spannung/Frequenz	200 - 240 V (50/60Hz) 100 - 120 V (50/60Hz)
	Netzanschluss	einphasig (N+L1+PE) oder zweiphasig (L1+L2+PE)
	Strom	–
	Nennlast	140 W
	Leerlauf	2,5 W
	Strom	–
	Nominal	0,7 A 1,2 A
	Max.	1,1 A 1,5 A
	Strom, größte Last	0.55 A 1,1 A

Abzug	Durchmesser	28 mm (1.1")
	Empfohlene Kapazität	Nicht erforderlich.
Abmessungen und Gewicht	Breite	32 cm (12,6 Zoll)
	Tiefe	63 cm (24,8")
	Höhe	33 cm (13 Zoll)
	Höhe (mit geöffneter Abdeckung)	50 cm (19.7")
	Gewicht	17 kg (37.5 lbs)
	Kapazität	1.7 L (0.45 Gallonen)
Sicherheitsschaltkreiskategorie n / Performance Level	Rotation des Probenbewegerhalters	PL d Stopp Kategorie 0
	Abwärtsbewegung der Haube	PL c Stopp Kategorie 0
Geräuschpegel	A-bewerteter Emissionsschalldruckpegel an den Arbeitsplätzen	LpA = 57.9 dB(A) (gemessener Wert).
Vibrationen	Deklarierte Schwingungsemission	N. zutr.

10.2 Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen (SRP/CS)



WARNUNG

Teile, die für den sicheren Betrieb des Geräts unabdingbar sind, dürfen höchstens 20 Jahren lang benutzt werden.
Setzen Sie sich mit dem Struers Service in Verbindung.



Hinweis

SRP/CS (sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen) sind Teile, die den sicheren Betrieb des Geräts beeinflussen.



Hinweis

Teile, die für den sicheren Betrieb des Geräts unabdingbar sind, dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal (Elektromechanik, Elektronik, Pneumatik usw.) ausgetauscht werden.
Teile, die für den sicheren Betrieb des Geräts unabdingbar sind, dürfen nur durch Teile ersetzt werden, die mindestens dasselbe Sicherheitsniveau bieten.
Setzen Sie sich mit dem Struers Service in Verbindung.

Teile


Sicherheitsbezogene Teile	Hersteller/Herstellerbeschreibung	Artikel-Nr. des Herstellers	Elektrische Ref.	Artikel-Nr. von Struers
Sicherheitsrelais	Omron Sicherheitsrelaiseinheit	G9SB-3012-A	KS1	2KS10006
Sperre Magnetsensor	Schmersal Sicherheitssensor	BNS 120-02Z	SS1	2SS00130
Sperre magnetischer Aktuator	Schmersal Sicherheitssensor Antrieb	BP 10	SS1	2SS00131
Schalter der Verriegelungseinrichtung	Schmersal Sicherheitsschalter	AZ 17-02ZK	YS1	2SS00171
Aktuator der Verriegelungseinrichtung	Schmersal Aktuator des Sicherheitsschalters	AZ 17/170-B5	YS1	2SS10020
Druckluftsystem	Struers Lavamin Druckluftsystem	16233561	Y1, Y2, Y3	16233561

10.3 Pläne

Wenn Sie bestimmte Informationen detailreicher sehen wollen, öffnen Sie die Online-Version dieser Anleitung.


Titel	Nr.
Druckluft-Diagramm	16231000 ▶34
Rohrleitungsplan	16231001 ▶35
Blockdiagramm	16233051 ▶36

16231000




D	2025-05-20	Fixed orifices replaced with Throttle adjustable valves	SCA	2025-05-20	JFO
A	2014-03-06	Revision description	FPG	2014-03-21	FPG
Revision	Cre. date yyyymmdd	Material	Draw. Init	Appr. date yyyymmdd	Appr. Init
		ID:	Format:		
		Description:	Scale:		
		16231000 Air diagram for Lavamin	1:1		
		Struers	A3		
		Borchvej 11 DK-2605 Solbjerg Denmark Tel. +45 44 00 000 Fax. +45 44 00 004			
			Rev:	D	

16231001



B	2017-04-10	Ejector water pump update	SCA	2017-05-05	GVA
A	2013-10-08		FPG	2013-11-08	FPG
Revision	Cre. date yy/mm/dd	Revision description	Draw. Init	Appr. date yy/mm/dd	Appr. Init
		Material	Scale:	Format:	
			1:1	A3	
ID:			Description:		
			16231001 Water diagram for Lavamin		
 Struers Bredgade 111 DK-2300 Copenhagen Denmark Phone: +45 44 500 900 Fax: +45 44 500 904			Rev: B		

16233051



REP. NOTES	Rev. A (MAY 2011) 16233051	Rev. A	1	of 1
Derived from file: 16233051	Rev. A (MAY 2011) 16233051	Rev. A	1	of 1
Author: J. B. B. B.	Author: J. B. B. B.	Author: J. B. B. B.	Author: J. B. B. B.	Author: J. B. B. B.
Checked: J. B. B. B.	Checked: J. B. B. B.	Checked: J. B. B. B.	Checked: J. B. B. B.	Checked: J. B. B. B.
Approved: J. B. B. B.	Approved: J. B. B. B.	Approved: J. B. B. B.	Approved: J. B. B. B.	Approved: J. B. B. B.
Lavamin, Block Diagram				
Drawing No. 16233051				
Rev. A				

10.4 Vorschriften und Normen

Hinweis der US Kommission für Kommunikation (FCC)

Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht gemäß Abschnitt 15 der Beschränkungen und Vorschriften der FCC den Anforderungen für Geräte der Klasse A. Diese Beschränkungen sind so ausgelegt, dass in Wohngebieten ein hinreichender Schutz gegen schädliche Einwirkung besteht. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und strahlt hochfrequente Energien aus, die zu schädlichen Wechselwirkungen mit dem Funkverkehr führen können, sofern das Gerät nicht gemäß den Vorschriften der Betriebsanleitung aufgestellt und betrieben wird. Allerdings ist dies keine Garantie dafür, dass es bei einer bestimmten Installation nicht zu Störungen kommt. Falls das Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, werden Benutzer dringend aufgefordert, eine der folgenden Maßnahmen zur Behebung der Störung zu ergreifen:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder ändern Sie deren Standort.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, deren Stromkreis vom Stromkreis des Empfängers getrennt ist.

11 Hersteller

Struers ApS
Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup, Dänemark
Telefon +45 44 600 800
Fax: +45 44 600 801
www.struers.com

Haftung des Herstellers

Beachten Sie die nachstehend genannten Einschränkungen. Zuwiderhandlung kann die Haftung von Struers beschränken oder aufheben.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Fehler im Text und/oder den Abbildungen in Betriebsanleitungen und Wartungshandbüchern. Wir behalten uns das Recht vor, den Inhalt dieser Anleitung jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. In der Anleitung können Zubehör und Teile erwähnt sein, die nicht Gegenstand oder Teil der laufenden Geräteversion sind.

Der Hersteller ist nur dann für Auswirkungen auf die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung der Geräte haftbar, wenn diese in Übereinstimmung mit den entsprechenden Anweisungen verwendet und gewartet wird.

Konformitätserklärung

Hersteller	Struers ApS • Pederstrupvej 84 • DK-2750 Ballerup • Dänemark
Bezeichnung	Lavamin
Modell	N. zutr.
Funktion	Probenreinigungsmaschine
Typ	623
Art.-Nr.	06236233
Serien-Nr.	



Modul H, gemäß der globalen Methode



Wir erklären hiermit, dass das genannte Produkt die Bestimmungen der folgenden Rechtsvorschriften, Richtlinien und Normen erfüllt:

2006/42/EC	EN ISO 12100:2010, EN ISO 13849-2:2012, EN ISO 14119:2013, EN ISO 13849-1:2015, EN ISO 14120:2015, EN 60204-1:2018, EN 60204-1-2018/Corr.:2020
2011/65/EU + 2015/863/EU	EN 63000:2018.
2014/30/EU	EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-3-A1:2011, EN 61000-6-3-A1-AC:2012, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-3-2:2014
Zusätzliche Normen	NFPA 79, FCC 47 CFR Part 15 Subpart B

Bevollmächtigter für die technische
Dokumentation/
Unterschriftsberechtigter

Datum: [Release date]

en For translations see
bg За преводи вижте
cs Překlady viz
da Se oversættelser på
de Übersetzungen finden Sie unter
el Για μεταφράσεις, ανατρέξτε στη διεύθυνση
es Para ver las traducciones consulte
et Tõlked leiate aadressilt
fi Katso käännökset osoitteesta
fr Pour les traductions, voir
hr Za prijevode idite na
hu A fordítások itt érhetők el
it Per le traduzioni consultare
ja 翻訳については、
lt Vertimai patalpinti
lv Tulkojumus skatīt
nl Voor vertalingen zie
no For oversættelser se
pl Aby znaleźć tłumaczenia, sprawdź
pt Consulte as traduções disponíveis em
ro Pentru traduceri, consultați
se För översättningar besök
sk Preklady sú dostupné na stránke
sl Za prevode si oglejte
tr Çeviriler için bkz
zh 翻译见

www.struers.com/Library