

		<b>Accutom-10</b>
<b>容量</b>	高度 x 长度	50 x 130 mm (2" x 5.1")
	切割长度	40 mm/195 mm (1.6" /7.7" ), 对于 25 mm 直径
<b>切割轮</b>	直径	75 mm (3") - 150 mm (6")
	心轴直径	12.7 mm (0.5")
<b>研磨能力</b>	高度 x 长度	不适用
<b>电机</b>	旋转速度	300 - 3000 rpm, 可调节, 步长为 50 rpm
	切割进给速度	进给速度: 0.005 - 3 mm/s, 可调节, 步长为 0.005 mm/s
	定位速度	Y = 13 mm/s
	定位长度	Y 方向: 110 mm (精度 0.1 mm)
<b>试样夹具座臂</b>	X向移动	是
	旋转	是
	振荡	是
	试样夹具座自动旋转 (切割前)	否
	定位速度	X = 10 mm/s
	定位长度	X 方向: 60 mm (精度 0.005 mm)
<b>软件和电子元器件</b>	控制	触摸屏, 旋钮/按钮
	显示	LCD, 5.7" TFT 彩屏, 320 x 240 像素, 带 LED 背光
<b>安全标准</b>		见符合性声明
<b>REACH</b>		有关 REACH 的信息, 请联系当地的 Struers 办事处。
<b>操作环境</b>	环境温度	5 - 40 °C (41 - 104 °F)
	湿度	< 85 % 相对湿度, 无冷凝
<b>电源</b>	电压/频率	200-240 V (50-60 Hz)
	电源输入	1 相 (N+L1+PE) 或 2 相 (L1+L2+PE) 电气安装必须符合“安装分类 II”的要求。
	电源 S1	1080 W
	电源 S3	N/A
	空载功率	45 W
	最大电流	9.1 A
<b>冷却系统</b>	内置	4.75 l (1¼ 加仑) , 1.6 l/min (0.4 加仑/min)
<b>排气</b>	推荐容量	30 m³/h (1060 ft³/h)

