

		Minitom
Mahutavus	Kõrgus x pikkus	30 x 40 mm (1,2 x 1.6 tolli)
	Läbimõõt	40 mm (1.6 tolli)
	Maksimaalne löikejõud	0,34 N
Lõikeratas	Läbimõõt	100-127 mm (4 - 5 tolli)
	Telje läbimõõt	12.7 mm (0.5 tolli)
Lõikeratta mootor	Pöörlemiskiirus	100-420 pööret minutis
Ringlev jahutuspaak	Helitugevus	250 ml (0,07 gal)
Tarkvara ja elektroonika	Juhtnupud	Puuetundlik ekraan
	Ekraan	Pole saadaval
Ohutusstandardid		Vt vastavusdeklaratsiooni
REACH		REACHi kohta teabe saamiseks võtke ühendust kohaliku Struersi kontoriga.
Töökeskkond	Ümbritsev õhutemperatuur	5-40-41 °C (131-104 °F)
	Niiskus	<95% suhteline õhuniiskus, mittekondenseeruv
	Müra tase	L(Pa)=58 dBa(A)
Toide	Pinge/sagedus	100-250 AVC 50-60 Hz
	Toitesisend	1L + (N) + PE
	Toide S1	Pole saadaval
	Vool, nimikoormus	3,2 A
	Vool, maks.	4,8 A
	Suurima mootori või koormuse voolutugevus	Pole saadaval
Mõõdud ja kaal	Laius	27,5 cm (10,8 tolli)
	Sügavus (põhiosa)	28 cm (11")
	Sügavus (käepidemega)	41 cm (16")
	Kõrgus (korpuse põhiosa)	20,5 cm (8,1 tolli)
	Kõrgus (käepidemega)	25,6 cm (10,1 tolli)
	Kaal	8 kg (17.6 lbs)