

| CitoPress -15, 30 | | |
|--|--|---|
| Unités d'enrobage (option) | Diamètre : | 25, 30, 40, 50 mm (1,25", 1,5") |
| Compression | Pression d'enrobage | 50-350 bar en incréments de 25 bar* (725-5076 psi en incréments de 363 psi*) Lors de l'utilisation d'un cylindre de 50 mm de diamètre, la pression max. est limitée à 250 bar / 3625 psi |
| Chauffage (avec pression activée) | Température | 120/150/180°C (248/302/356°F) |
| | Temps | Variable entre 1 et 15 minutes |
| Refroidissement (avec pression activée) | Temps | Variable entre 1 et 15 minutes |
| | Taux | Élevé : Plein débit (4,8 L/mn) Moyen : 20 % du plein débit (0,96 L/mn) Faible : 3 % du plein débit (0,14 L/mn) |
| | | |
| Logiciels et composants électroniques | Touches de commande | Pavé tactile, bouton rotatif/poussoir |
| | Affichage | LCD 5,2" avec rétroéclairage LED |
| Normes de sécurité | | Voir la Déclaration de Conformité |
| REACH | | Pour en savoir plus sur la REACH, contactez votre agence locale Struers. |
| Environnement opérationnel | Température ambiante | 5-40°C (41-104°F) |
| | Humidité | < 85 % HR sans condensation |
| Alimentation en courant | Tension/fréquence | 200-240 V / 50-60 Hz (100-120 V / 50-60 Hz) |
| | Alimentation en courant | Monophasée (N+L1+PE) ou biphasée (L1+L2+PE) |
| | Courant, ralenti | 8 W |
| | Intensité max. | CitoPress-15 : 1300 W @ 200-240 V (1300 W @ 100-120 V) |
| | | CitoPress-30 : 2300 W @ 200-240 V (1300 W @ 100-120 V) |
| | Courant | CitoPress-15 : 5.6 A @ 200-240 V (13 A @ 100-120 V) |
| | | CitoPress-30 : 10 A @ 200-240 V (13 A @ 100-120 V) |
| Disjoncteur différentiel (DD) | Type A, 30 mA (EN 50178/5.2.11.1) ou mieux est recommandé | |
| Alimentation en eau | Pression | 1-6 bar (14,5-87 psi) |
| | Arrivée | 3/4" |
| | Ecoulement | 10 mm (0,4") |
| Niveau de bruit | Niveau de pression acoustique d'émission pondéré A aux postes de travail | LpA = 61,5 dB(A) (valeur mesurée). Incertitude K = 4 dB Mesures faites selon EN ISO 11202 |
| Niveau de vibration | Émission de vibrations déclarée | S/O |

CitoPress -15, 30

| | | |
|---|---------------------------------|------------------------------|
| Dimensions et poids | Largeur | CitoPress-15 : 48 cm (19") |
| | | CitoPress-30 : 55 cm (21.5") |
| | Profondeur | 56 cm (22") |
| Hauteur (avec unité d'enrobage et fermeture supérieure) | 45 cm (17,7") (CitoDoser excl.) | |
| | 55 cm (21,5") (CitoDoser incl.) | |
| Poids | CitoPress-15 : 34 kg (75 lb) | |
| | CitoPress-30 : 48 kg (106 lb) | |
| | CitoDoser : 3,1 kg (7 lb) | |

N° de document :15737750_B_fr
Date de parution : 2024.11.07