

		Coolimat-2000
Pumpe	Durchfluss	65 l/Min (17 Gallonen/Min) bei 1 bar mm (14,5 psi)
	Nennleistung	0,75 kW (1 PS)
	Wasserabfluss	GEKO 3/4"
Sicherheitsnormen	Siehe Konformitätserklärung	
Betriebsumgebung	Umgebungstemperatur	5 - 40°C (41 - 104°F)
	Feuchtigkeit	< 85% RF nicht kondensierend
Lager-/Transportbedingungen	Umgebungstemperatur	0 - 60°C (21 - 140°F)
	Feuchtigkeit	< 85% RF nicht kondensierend
Stromversorgung 1	Spannung/Frequenz	3 x 200 V (50 Hz)
	Netzanschluss	3L + (N) + PE
	Strom, Nennlast (1 Pumpe / Statikfilter / Bandfilter)	3,7 A / 8,7 A / 10,3 A
	Stromaufnahme, max. (1 Pumpe / Statikfilter / Bandfilter)	7,5 A / 17,4 / 20,6 A
	Ampere-Nennlast des größten Motors/der größten Last (1 Pumpe / Statikfilter / Bandfilter)	3,7 A / 3,7 A / 3,7 A
Stromversorgung 2	Spannung/Frequenz	3 x 200-210 V (60 Hz)
	Netzanschluss	3L + (N) + PE
	Strom, Nennlast (1 Pumpe / Statikfilter / Bandfilter)	3,8 A / 8,8 A / 10,6 A
	Stromaufnahme, max. (1 Pumpe / Statikfilter / Bandfilter)	7,6 A / 17,6 / 21,2 A
	Ampere-Nennlast des größten Motors/der größten Last (1 Pumpe / Statikfilter / Bandfilter)	3,8 A / 3,8 A / 3,8 A
Stromversorgung 3	Spannung/Frequenz	3 x 220-240 V (60 Hz)
	Netzanschluss	3L + (N) + PE
	Strom, Nennlast (1 Pumpe / Statikfilter / Bandfilter)	3,3 A / 7,8 A / 9,2 A
	Stromaufnahme, max. (1 Pumpe / Statikfilter / Bandfilter)	6,6 A / 15,6 / 18,4 A
	Ampere-Nennlast des größten Motors/der größten Last (1 Pumpe / Statikfilter / Bandfilter)	3,3 A / 3,3 A / 3,3 A

Coolimat-2000		
Stromversorgung 4	Spannung/Frequenz	3 x 380-415 V (50 Hz)
	Netzanschluss	3L + (N) + PE
	Strom, Nennlast (1 Pumpe / Statikfilter / Bandfilter)	1,9 A / 4,3 A / 5,2 A
	Stromaufnahme, max. (1 Pumpe / Statikfilter / Bandfilter)	3,7 A / 8,6 / 10,4 A
	Ampere-Nennlast des größten Motors/der größten Last (1 Pumpe / Statikfilter / Bandfilter)	1,9 A / 1,9 A / 1,9 A
Stromversorgung 5	Spannung/Frequenz	3 x 460-480 V (60 Hz)
	Netzanschluss	3L + (N) + PE
	Strom, Nennlast (1 Pumpe / Statikfilter / Bandfilter)	1,7 A / 3,9 A / 4,7 A
	Stromaufnahme, max. (1 Pumpe / Statikfilter / Bandfilter)	3,3 A / 7,7 A / 9,4 A
	Ampere-Nennlast des größten Motors/der größten Last (1 Pumpe / Statikfilter / Bandfilter)	1,7 A / 1,7 A / 1,7 A
Sicherheitsschaltkreiskategorien / Performance Level	Not-Aus	PL c, Kategorie 1 Stopp Kategorie 0
	Not-Aus am Hauptgerät	PL c, Kategorie 1 Stopp Kategorie 0
Geräuschpegel	A-bewerteter Emissionsschalldruckpegel an den Arbeitsplätzen	LpA = 69.2 dB(A) (gemessener Wert). Unsicherheit K = 4 dB (zusammen mit Magnutom-5000 beim Trennen eines Stabs aus Aluminiumlegierung, Ø 110 mm).
Abmessungen und Gewicht (Tank selbst)	Breite	80 cm (31")
	Tiefe	140 cm (55")
	Höhe	27,5 cm (10.8")
	Volumen	200 l (52.8 Gallonen)
	Gewicht	48 kg (105.8 lbs)
Abmessungen und Gewicht (Pumpe selbst)	Breite	22 cm (8,7 Zoll)
	Tiefe	22 cm (8,7 Zoll)
	Höhe	52 cm (20,5 Zoll)
	Gewicht	10 kg (22 lbs)

Coolimat-2000		
Abmessungen und Gewicht (Statikfilter mit Tank und Pumpe)	Breite	83 cm (32,7 Zoll)
	Tiefe	140 cm (55")
	Höhe	71 cm (27.9")
	Gewicht	88 kg (194 lbs)
Abmessungen und Gewicht (Bandfilter mit Tank und Pumpe)	Breite	83 cm (32,7 Zoll)
	Tiefe	162,5 cm (64 Zoll)
	Tiefe inkl. Auffangkorb	182,5 cm (71,9 Zoll)
	Höhe mit Filterpapierrolle	62 cm (24.4")
	Höhe ohne Filterpapierrolle	54,5 cm (21,5 Zoll)
	Gewicht	136 kg (299.8 lbs)

Dok. Nr.: 16527750_B_de
Auslieferungsdatum: 2025.03.12