


		PSM-5 / PSM-10
<b>顕微鏡</b>	倍率 - 標準	100倍
	最大 - PSM-5	400倍
	最大 - PSM-10	600倍
	接眼レンズ	WF 10倍 (直径:23.2 mm)
	対物レンズ - 標準	10倍
	対物レンズ - アクセサリ	20倍、40倍、60倍 (PSM-10のみ)
	ベース径 - PSM-5	64 mm
	ベース径 - PSM-10	70 mm
<b>照明</b>	LEDライト (Gx)	6 V/- W
	バッテリー	3 V CR2025 (2個)
<b>オプション</b>	PSM-5	対物レンズ。接眼レンズ。プレートマイクロメーター。
	PSM-10	対物レンズ。磁気クローズアップ。接眼レンズ。 プレートマイクロメーター。三脚台。円形ベース。デジタルカメラ。
<b>動作環境</b>	環境温度	5-40°C (41-104°F)
	湿度	35 ~ 85% RH 結露無きこと
<b>保管/輸送時条件</b>	環境温度	0-55°C (32-131°F)
	湿度	0 ~ 95% RH (結露なきこと)
<b>安全規格安全規格</b>		N/A (該当なし)
<b>REACH</b>		REACH についての情報は、お客様の地域の Struers 事業所にお問い合わせください。
<b>寸法と重量 - 顕微鏡 PSM-5</b>	幅	6.4 cm (2.5")
	奥行き	11.8 cm (4.6")
	接眼レンズを含めた高さ	最大 24.8 cm (9.8")
	重量 - 対物レンズを除く	530 g (1.17 lbs)
	重量 - 10倍の対物レンズを含む	620 g (1.37 lbs)
	<b>寸法と重量 - 顕微鏡 PSM-10</b>	幅
奥行き		7 cm (2.8")
接眼レンズを含めた高さ		最大 23 cm (9.1")
重量 - 対物レンズを除く		1180 g (2.60 lbs)
重量 - 10倍の対物レンズを含む		1270 g (2.80 lbs)
<b>寸法と重量 - 顕微鏡 ケース</b>		PSM-5のサイズ (長さ/高さ/幅)
	PSM-10のサイズ (長さ/高さ/幅)	33.5 cm/20.5 cm/25 cm (13.2"/8.1"/9.8")
	PSM-5を含めた重量	1.92 kg (4.23 lbs)
	PSM-10を含めた重量	3.23 kg (7.12 lbs)



**技術データ**  
**PSM-5, -10**

文書番号:14287750\_A\_ja  
発行日: 2023-08-23