

		Lavamin
Software e eletrônica	Painel do teclado	com LED de estado
Normas/diretivas/legislação de segurança		Consulte a Declaração de Conformidade/Manual de instruções.
REACH		Para obter informações sobre REACH, contacte o seu escritório Struers local.
Ambiente operacional	Temperatura ambiente	–
	Durante o funcionamento	5–40 °C/41–104 °F
	Durante o transporte	0–60 °C (32–140 °F) (transporte) < 90% HR sem condensação
	Humidade	35-85% HR sem condensação
Abastecimento de água (água da torneira)	Pressão	1,8–9,9 bar (26–143 psi)
	Fluxo	Mín. 6 l/min (2,3 gmp)
	Entrada de água, ligação	3/4"
Saída de água residual	Diâmetro	32 mm (1,25")
	Distância máx. até ao escoamento	600 cm
	Inclinação	Mín. 8%
Fornecimento de ar comprimido	Pressão	4,5–7 bar (65–101 psi)
	Fluxo	200 l/min (53 gpm)
	Qualidade recomendada	Classe 3, conforme especificado na ISO 8573-1
Fonte de alimentação	Tensão/frequência	200–240 V (50/60 Hz) 100–120 V (50/60 Hz)
	Entrada de alimentação elétrica	1-fase (N+L1+PE) ou 2-fase (L1+L2+PE)
	Potência	–
	Carga nominal	140 W
	Inativo	2,5 W
	Corrente	–
	Nominal	0,7 A 1,2 A
	Máx.	1,1 A 1,5 A
	Corrente, carga maior	0,55 A 1,1 A

Lavamin		
Exaustão	Diâmetro	28 mm (1,1")
	Capacidade recomendada	não é necessário
Dimensões e peso	Largura	32 cm (12,6")
	Profundidade	63 cm (24,8")
	Altura	33 cm (13")
	Altura (com tampa aberta)	50 cm (19,7")
	Peso	17 kg (37,5 lbs)
	Capacidade	1,7 l (0,45 gal)
Categorias de segurança do circuito/Nível de desempenho	Rotação do suporte do dispositivo de movimentação de espécimes	PL d Categoria de paragem 0
	Movimento para baixo do capô	PL c Categoria de paragem 0
Nível de ruído	Nível de pressão de emissão de som ponderado A nas estações de trabalho	LpA = 57,9 dB(A) (valor medido)
Nível de vibração	Emissão de vibração declarada	N/A