

## 技術データ

### コントロールユニット

電源電圧:	単相, 100-120/220-240V, 50-60 Hz.
電力消費量:	220-240V / 1.50A 110-120V / 3.15A
出力:	0-100V / 0-2A

### 寸法

幅:	385 mm
奥行き:	350 mm
高さ:	160 mm
重量:	17 kg

### ポリッシングユニット

到着可能試料サイズ:	φ 12-21 mm 厚さmax. 1 mm φ 3 mm 厚さmax. 0.5 mm φ 2.3 mm 厚さmax. 0.5 mm
------------	--

### 寸法

幅:	270 mm
奥行き:	180 mm
高さ:	276 mm
重量:	3.8 kg

### 仕様

	Code
テナポール-5 コントロールユニット 電子温度計と接続アダプター (04086001) を装備	05396133
テナポールポリッシングユニット 3mm径試料用試料ホルダー (04086901), ジェット・ホルダーのセット (04086904), ポンプ, 冷却コイル, PVC製断熱容器, PVC製非断熱容器及び内蔵の光電管を装備	04086001
PCへのデータ転送用コネクションキット	04936910
試料取付具 試料 φ 3 mm用	04086901
試料取付具 試料 φ 2.3 mm用	04086902
試料取付具 予備薄化用 (研磨面 φ 10 mm)	04086903
ジェット φ 1 mm 試料取付具 試料 φ 3mm (04086901) と φ 2.3mm (04086902) 用	04086904
ジェット φ 2.5 mm 試料取付具 予備薄化用 (04086903)	04086905
テープキット φ 3mm 試料電解切り取り用	40900041

ストルアス社の装置は、適切な国際指針とその付属のスタンダードの規定に準拠しております。  
(詳細は、弊社までお問い合わせください。)

ストルアス社は常に製品の開発に努めていますので、予告なく製品の仕様を変更する場合があります。



**Struers A/S**  
Pederstrupvej 84  
DK-2750 Ballerup, Denmark  
Phone +45 44 600 800  
Fax +45 44 600 801  
struers@struers.dk  
www.struers.com



## 丸本ストルアス株式会社

□ **本 社** 〒110-0015  
東京都台東区東上野一丁目18番6号  
タカラ第3ビル

### 営業案内

TEL 03(5688)2930

FAX 03(5688)2927

### 技術サービス

TEL 03(5688)2920

FAX 03(5688)2926

### ソリューションサービス

TEL 03(5688)2917

FAX 03(5688)2926

□ **大阪営業所** 〒550-0014  
大阪市西区北堀江一丁目6番5号  
大輪ビル5F

TEL 06(6532)2661

FAX 06(6532)1977

□ **名古屋営業所** 〒464-0075  
名古屋市千種区今池四丁目4番1号  
玉置ビル1F

TEL 052(732)1862

FAX 052(732)2392